

Wiskozymetr Cannon-Fenske

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Wiskozymetr Cannon-Fenske

Symbol laboratorium

[L3](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

lepkość kinematyczna

Zakres pomiarowy/metoda

(0,003 ÷ 100) mm²/s² w temperaturze
20°C

Niepewność rozszerzona

(0,1 ÷ 0,4) %

cena

962 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi

-

Kontakt

Izabela Cękiel; e-mail:

density@gum.gov.pl;

izabela.cekiel@gum.gov.pl; tel.:22 581

91 46